

# MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA COM PRATELEIRA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em madeira de faia
- Leito de espuma forrada a napa, cabeceira regulável em várias posições com cremalheira
- Com porta rolos e prateleira inferior
- Dimensões: 1850 x 600 x 750 mm
- Peso: 55,8 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
DV. 1661	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA COM PRATELEIRA E SEM ORIFÍCIO FACIAL	UN
DV. 1663	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES EM MADEIRA COM PRATELEIRA E COM ORIFÍCIO FACIAL	UN