

MARQUESA DE OBSERVAÇÕES



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Marquesa com estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Leito de espuma forrada a napa, com cabeceira regulável em várias posições
- Pés amovíveis com 4 tacos
- Com porta rolos

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|----------|--|------------------|
| 24019037 | MARQUESA DE OBSERVAÇÕES COM ORIFÍCIO FACIAL 1850X600X750 MM | UN |
| DV 1612 | MARQUESA DE OBSERVAÇÕES COM ORIFÍCIO FACIAL 1850X600X600 MM | UN |
| DV 1637 | MARQUESA DE OBSERVAÇÕES SEM ORIFÍCIO FACIAL 1850X600X750 MM | UN |
| 24019092 | MARQUESA DE OBSERVAÇÕES SEM ORIFÍCIO FACIAL 1850X600X600 MM | UN |