

MARQUESA DE OBSERVAÇÕES PEDIÁTRICA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço
- Leito de espuma forrada a napa, cabeceira regulável em várias posições
- Com 4 tacos, grade de protecção lateral amovível e com porta rolos
- Dimensões: 1200x550x900 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
DV 1640	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES PEDIÁTRICA EPOXY	UN
DV 1641	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES PEDIÁTRICA INOX	UN