

# MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço
- Leito de espuma forrada a napa, 3 secções sendo 2 articuladas, pés com 4 tacos
- Com porta rolos

Código	Descrição	Unidade de venda
DV 1611	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA EPOXY 1850X600X600 MM	UN
DV 1637	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA INOX 1850X600X750 MM	UN
DV 1612	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA EPOXY C/ ORIFICIO FACIAL 1850X600X600 MM	UN
DV 1636	MARQUESA DE OBSERVAÇÕES TRIPARTIDA INOX C/ FACIAL 1850X600X750 MM	UN