

MESA PARA VESTIR BEBÉS COM 2 GAVETAS E 2 PORTAS



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo e chapa de aço, pintura epoxy
- Com 2 gavetas e cacifo de 2 portas com chave
- Mesa em espuma forrada a napa
- Dimensões: 600 x 1200 x 970 mm
- Peso: 63 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
ME 1872	MESA PARA VESTIR BEBÉS COM 2 GAVETAS E 2 PORTAS	UN