

ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS COM RODAPÉ E FIXAÇÃO À PAREDE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em chapa de aço inox com rodapé e fixação a parede composto por 54 caixas basculantes
- Dimensões: 85x640x1150 mm
- Peso: 20kg

Código	Descrição	Unidade de venda
AR 1135	ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS COM RODAPÉ E DE FIXAÇÃO À PAREDE	UN