

CARRO UNIDOSES



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em chapa de aço, pintura epoxy
- 2 gavetas com trinco e chave, 2 "cassetes" amovíveis com chave e 24 caixas de plástico com divisórias cada
- Tampo em termolaminado branco
- 4 rodas sendo 2 com travão
- Com recipiente amovível para lixos
- Dimensões: 900x455x1010 mm
- Peso: 67,6 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CR 1586	CARRO UNIDOSES	UN