

CARRO PARA ELECTROCARDÍOGRAFO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em alumínio e aço pintado, com 4 rodas, tabuleiro para electrocardiógrafo, cesto e suporte para cabos
- Dimensões: 540 x 530 x 820 mm
- Tabuleiro com 320 x 260 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
MC 7114	CARRO PARA ELECTROCARDÍOGRAFO COM MESA GRANDE	UN
MC 7115	CARRO PARA ELECTROCARDÍOGRAFO COM MESA PEQUENA	UN