

## CARRO DE PENSOS



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço e chapa inox
- 3 prateleiras, varandim de protecção na prateleira superior e intermédia (3 lados), 1 gaveta e suporte tabuleiro, pára-choques revestido a PVC
- Inclui 1 Balde pensos cromoníquel com pedal 12lt e 1 tabuleiro aço inox
- Dimensões: 820 x 570 x 1070 mm
- Peso: 29,2 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CR 1515	CARRO DE PENSOS	UN