

# CARRO DE ROUPA SUJA SIMPLES COM TAMPA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço ou aço inox, pintura epoxy
- Com saco em tela plastificada e tampa accionada por pedal
- 4 rodas com batentes
- Dimensões: 570 x 520 x 870 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
24019029	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA SIMPLES C/TAMPA E PEDAL	UN
24019083	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA SIMPLES C/TAMPA E PEDAL INOX	UN