

# MESA PARA BALANÇA PESA BEBÉS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo e chapa de aço, pintura epoxy ou inox
- Tampo e prateleira em chapa de aço
- Aro de proteção no tampo superior em 3 lados
- Dimensões: 420 x 720 x 850 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
ME 1865	MESA PARA BALANÇA PESA BEBÉS EPOXY	UN
ME 1866	MESA PARA BALANÇA PESA BEBÉS INOX	UN