

# CADEIRA PARA RECOLHA DE SANGUE



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em tubo de aço ou aço inox, pintura epoxy

Com assento e encosto forrados a napa, apoio de braço regulável em altura e giratório

Com possibilidade de fixação em ambos os lados

Dimensões: 760 x 750 x 600 mm

Código	Descrição	Unidade de venda
CD 1325	CADEIRA PARA RECOLHA DE SANGUE INOX	UN
24019016	CADEIRA PARA RECOLHA DE SANGUE EPOXY	UN