

MACA COM CARRO PARA TRANSPORTE DE DOENTES



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy,
- Leito em tela plastificada e punhos em borracha, com carro para suporte da maca
- Com 4 rodas giratórias sendo 2 com travão
- Dimensões: 2240 x 600 x 800 mm

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|---------|--|------------------|
| MA 1710 | MACA COM CARRO PARA TRANSPORTE DE DOENTES | UN |
| MA 1711 | MACA COM CARRO PARA TRANSPORTE DE DOENTES INOX | UN |