

## MACA DE TRANSPORTE



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço inox, guardas laterais
- Leito em compacto fenólico, com cabeceira articulada, colchão de espuma BD
- Com 4 rodas sendo 2 com travão
- Cesto para roupa, suporte para garrafa de oxigénio e suporte de soro
- Dimensões: 2000 x 600 x 800 mm
- Peso: 50 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
MA 1725	MACA PARA TRANSPORTE INOX	UN