

Negatoscópio



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Negatoscópio concebido para examinar por transparência as chapas radiográficas
- Estrutura em chapa de aço, pintura epoxy branca, electrificação fluorescente com 1 lâmpada circular, painel frontal em acrílico opalino branco e com 2 corpos
- Dimensões: 115 x 740 x 450 mm
- Peso: 10,4 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
NE 1910	NEGATOSCÓPIO DUPLO	UN