

# CAMA ELECTRICA ALTURA VARIÁVEL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrado articulado elétrico de 4 planos com 3 articulações (para tesoura)
- Sistema elevador elétrico articulado tipo tesoura
- Pintura em epoxy
- Dimensões: 1970x1060x(390 a 850) mm

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6200 Z	CAMA ELÉCTRICA COM CABECEIRA E GRADES EM FAIA	UN
CM 6200 W	CAMA ELECTRICA COM CABECEIRA E GRADES EM WENGUÉ	UN
CM 6200 Y	CAMA ELÉCTRICA COM CABECEIRA E GRADES EM CEREJEIRA	UN