

# CAMA ELECTRICA ALTURA VARIÁVEL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Cama Eléctrica de altura variável
- Estrado articulado eléctrico com 4 planos de 3 articulações
- Sistema elevador eléctrico articulado
- Cabeceiras:
- Opção 1 - Conjunto de cabeceiras com aro em tubo de aço e painel em termolaminado de faia
- Opção 2 - Conjunto de cabeceiras em termolaminado de Faia

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6022	CAMA ELÉTRICA COM CABECEIRA COM ARO EM TUBO DE AÇO	UN
CM 6023	CAMA ELÉTRICA COM CONJUNTO DE CABECEIRAS MELAMINA FAIA	UN