

CAMA ELECTRICA ALTURA VARIÁVEL TIPO TESOURA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrado articulado elétrico com 4 planos de 3 articulações (Para Tesoura)
- Sistema elevador elétrico articulado tipo tesoura
- Conjunto de cabeceiras em termolaminado de Faia
- Dimensões: 1950 x 1020 x (410 a 790) mm
- Peso: 80 kg

| Código | Descrição | Unidade de venda |
|---------|--|------------------|
| CM 6069 | CAMA ELÉTRICA ALTURA VARIÁVEL TIPO TESOURA | UN |