

# CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS E CABECEIRAS EM MADEIRA DE FAIA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy
- Estrado de 4 planos com 3 articulações, leito em réguas de madeira
- 4 rodas sendo 2 com travão
- Com cabeceiras e guardas em madeira de faia
- Dimensões: 1960 x 1020 x 500 mm
- Peso: 75 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6002	CAMA ARTICULADA MANUAL COM GRADES LATERAIS E CABECEIRAS EM MADEIRA	UN