

CAMA ARTICULADA MANUAL EM MADEIRA DE FAIA

DE FAIA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura exterior em madeira de faia sem rodas, pés quadrados, estrado em tubo de aço, pintura epoxy
- 4 planos com 3 articulações, leito em réguas de madeira, cabeceiras com abertura
- Dimensões: 2020 x 960 x 500 mm
- Peso: 55 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6029	CAMA ARTICULADA MANUAL EM MADEIRA DE FAIA	UN