

# CAMA ARTICULADA MANUAL EM MADEIRA DE FAIA COM GRADES LATERAIS



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura exterior em madeira de faia sem rodas, pés quadrados, estrado em tubo de aço, pintura epoxy
- 4 planos com 3 articulações, leito em réguas de madeira, cabeceiras com abertura e com guardas laterais em madeira de faia
- Dimensões: 2020 x 1020 x 500 mm
- Peso: 66 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6066	CAMA ARTICULADA MANUAL EM MADEIRA DE FAIA COM GRADES LATERAIS	UN