

CAMA BIPARTIDA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy, leito em réguas de madeira, cabeceiras com aro em tubo de aço e painéis em termolaminado amovíveis
- 4 rodas sendo 2 com travão, estrado 2 planos com 1 articulação
- Dimensões: 2030 x 970 x 500 mm
- Peso: 54 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
CM 6060	CAMA BIPARTIDA	UN