

# MESA DE CABECEIRA COM MESA DE COMER NO LEITO ACOPLADA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em chapa de aço, pintura epoxy, cacifo com prateleira, porta, frente da gaveta e tampo em termolaminado
- Mesa de comer no leito em termolaminado rebatível e reclinável, regulável em altura
- 4 rodas sem travão
- Dimensões: 680x400x(940 a 1200) mm
- Peso: 31,8 kg

Código	Descrição	Unidade de venda
24009044	MESA DE CABECEIRA COM MESA DE COMER NO LEITO ACOPLADA	UN