

# CADEIRÃO DE ACOMPANHANTE COSTA ALTA



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura em tubo de aço, pintura epoxy, forrado a napa
- Dimensões: 700 x 700 x 1030 mm
- Peso: 18 kg
- Várias cores disponíveis
- Com tacos

| Código  | Descrição                           | Unidade de venda |
|---------|-------------------------------------|------------------|
| CD 1330 | CADEIRÃO DE ACOMPANHANTE COSTA ALTA | UN               |