

TESTE PARA DETECÇÃO DE DROGAS

DRUG-SCREEN MÉTODO SALIVA



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Conteúdo: Embalagem com 15 Drug-Screen Multi Saliva; Instruções de utilização
- O teste rápido de drogas Drug-Screen-Multi 5CC Saliva é um teste cassete de elevada precisão e fiabilidade.
- Tempo de teste: Resultados precisos após 10 minutos
- Armazenamento: 2° a 30°C
- Validade: 12-18 meses
- Parâmetros (cut-off): AMP50 Anfetaminas (50ng/ml); COC20 Cocaína (20ng/ml); MET50 Metanfetaminas (50ng/ml); MOR40 Opiáceos/Morfina (40ng/ml); THC12 Canabinóides (12ng/ml)
- Vantagens:
 - Fácil de manusear e resultados de leitura simples
 - Resultados precisos e exactos após 10 minutos
 - Descrição detalhada do produto
 - 99% de concordância com o método de referência GC/MS
 - Limites de detecção de acordo com o padrão internacional da SAMHSA/NIDA

Código	Descrição	Unidade de venda
-	DRUG-SCREEN MULTI SALIVA 5 CC	CX.15