

# TESTE PARA DETECÇÃO DE DROGAS

## DRUG-SCREEN MÉTODO SALIVA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Conteúdo: Embalagem com 15 Drug-Screen Multi Saliva; Instruções de utilização
- O teste rápido de drogas Drug-Screen-Multi 5CC Saliva é um teste cassete de elevada precisão e fiabilidade.
- Tempo de teste: Resultados precisos após 10 minutos
- Armazenamento: 2° a 30°C
- Validade: 12-18 meses
- Parâmetros (cut-off): AMP50 Anfetaminas (50ng/ml); COC20 Cocaína (20ng/ml); MET50 Metanfetaminas (50ng/ml); MOR40 Opiáceos/Morfina (40ng/ml); THC12 Canabinóides (12ng/ml)
- Vantagens:
  - Fácil de manusear e resultados de leitura simples
  - Resultados precisos e exactos após 10 minutos
  - Descrição detalhada do produto
  - 99% de concordância com o método de referência GC/MS
  - Limites de detecção de acordo com o padrão internacional da SAMHSA/NIDA

Código	Descrição	Unidade de venda
-	DRUG-SCREEN MULTI SALIVA 5 CC	CX.15