

## BIOMBOS FIXOS SILENTIA



### PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Os biombo fixos foram desenvolvidos para ambientes onde se pretende uma separação mais permanente.
- O sistema oferece diversas opções. Um biombo fixo entre camas pode ser combinado com um biombo extensível ou articulado, por exemplo aos pés da cama. O biombo fixo possibilita expandir vestiários ou outro tipo de espaços dentro dos quartos, sem interferir com as paredes.
- Os biombo têm superfícies planas, resistentes aos desinfetantes normalmente usados em cuidados de saúde. As rodas incluídas são facilmente removíveis e laváveis. Os produtos preenchem os requisitos estritos de higiene, sendo todas as suas superfícies de fácil acesso para limpeza – é isto o EasyClean.

Código	Descrição	Unidade de venda
6150	BIOMBO FIXO COMP 1.3M, ALT 1.45M, PESO 6.2KG	CX. 1
6250	BIOMBO FIXO COMP 1.3M, ALT 1.65M, PESO 7.2KG	CX. 1
6350	BIOMBO FIXO COMP 1.3M, ALT 1.85M, PESO 8.3KG	CX. 1
6155	BIOMBO FIXO COMP 2.4M, ALT 1.45M, PESO 11.4KG	CX. 1
6255	BIOMBO FIXO COMP 2.4M, ALT 1.65M, PESO 13.3KG	CX. 1
6355	BIOMBO FIXO COMP 2.4M, ALT 1.85M, PESO 15.3KG	CX. 1

6514	SUPORE RODADO ALTURA 1.45M	CX. 1
6518	SUPORE RODADO ALTURA 1.65M	CX. 1
6520	SUPORE RODADO ALTURA 1.85M	CX. 1