

# AVENTAL DE PLÁSTICO USO ÚNICO



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Aventais de corte simples.
- Com peito e fitas para atar atrás.
- Resguardam totalmente o utilizador de uma forma cómoda, simples e higiénica.
- Dimensão: 80 x 125 cm.
- Composição: Polietileno de 20 µm / PVC / Celulose.

Código	Descrição	Unidade de venda
13011001	AVENTAL PVC ULMA 125X80 CM	CX.100
13034017	AVENTAL PVC ROMED 125X80 CM	CX.100
13005001	AVENTAL CELULOSE MEPROTEC 125X80 CM	CX.200