

MÁSCARA DE OXIGÉNIO MÉDIA CONCENTRAÇÃO



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Máscara para administração de oxigénio com clip metálico para melhor adaptação ao nariz.
- Transparente para uma melhor visualização da cor do rosto e sinais vitais, a máscara é feita de PVC incolor e transparente para permitir uma inspeção visual.
- Com elástico para fixação da máscara à cabeça.
- Com tubo de 2 m.
- De um só uso.
- Swivel Connector - Conector giratório encaixa todos os tubos de oxigênio que cumprem normas ISO e

oferece o máximo conforto, para poder virar-se a necessária posição.

Código	Descrição	Unidade de venda
39279001	MÁSCARA OXIGÉNIO ADULTO MÉDIA CONCENTRAÇÃO COM TUBO	CX.100
39011047	MÁSCARA OXIGÉNIO PEDIÁTRICA MÉDIA CONCENTRAÇÃO COM TUBO	CX.100
39011021	MÁSCARA OXIGÉNIO ADULTO MÉDIA CONCENTRAÇÃO COM 7 ADAPTADORES VENTURI	CX.100