

ADESIVO SEDA DURAPORE



PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Adesivo de seda sintética hipoalergénico, isento de latex, em rolo, de alta resistência, versátil, moldável.
- Ótimo para fixação de drenos e tubos pesados, adere bem à pele seca.
- Ótima adesão com dorso de tecido de acetato de rayon.
- Versátil e fácil de cortar.
- À prova de água.
- Ideal para curativos que requerem um certo nível de compressão, sem comprometer a integridade da pele.
- Durável, não se estica facilmente sendo ideal para aplicações críticas.
- Usado para: Proteger tubos e dispositivos, segurar tratamentos/ pensos volumosos, dedos e dedos do pé para imobilização, estabilizando talas de dedo.

Código	Descrição	Unidade de venda
03091006	ADESIVO DURAPORE 9,14 M X 1,25 CM	CX.24
03091007	ADESIVO DURAPORE 9,14 M X 2,5 CM	CX.12

03091008	ADESIVO DURAPORE 9,14 M X 5 CM	CX. 6
----------	--------------------------------	-------

03091009	ADESIVO DURAPORE 9,14 M X 7,5 CM	CX. 4
----------	----------------------------------	-------
