

# LUVA CIRURGICA ESTÉRIL



## PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

- Luvas cirurgicas de látex natural com baixo teor de proteínas, de forma anatómica, com superfície micro- rugosa que evita o deslizamento dos instrumentos cirúrgicos mesmo em contacto com líquidos.
- Excelente sensibilidade, parede dupla conferindo alta protecção para o médico e paciente.
- Nas luvas empoadas, o pó utilizado é amido de milho, matéria perfeitamente inerte.
- Esterilizadas por raios Gama.

Código	Descrição	Unidade de venda
13011018	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 6	CX.50
13011019	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 6,5	CX.50
13011020	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 7	CX.50
13011021	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 7,5	CX.50
13011022	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 8	CX.50
13011023	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL COMFIT 8,5	CX.50